

## Моноклональное Антитело Против Интегрин Альфа-V (Cd51) Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Детектирование) - P06756

Артикул: CM0008388



### введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD51 (интегрин альфа-V), конъюгированное с , для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидировано на человеческих образцах, антитело детектирует рецептор с молекулярной массой 116 кДа, участвующий в адгезии клеток, миграции и проникновении вирусов через связывание с RGD-лигандами.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Моноклональное антитело кролика против человеческого CD51                                                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | CD51; MSK8; VNRA; VTNR                                                                                                                                     |
| Вид реагирования                   | Человек                                                                                                                                                    |
| GeneID                             | 3685                                                                                                                                                       |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислотных остатков 949-1048 человеческого CD51 (NP_002201.2). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                     |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                                    |
| Применение                         | ПЦ (внекл) — проточная цитометрия (внутриклеточная)                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                                                    |
| SWISS                              | P06756                                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка           | 116 кДа                                                                                                                                                    |
| Доставка                           | Сумка-холодильник со льдом                                                                                                                                 |