

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Интегрин Альфа V (Itgav/Cd51) Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa — P06756

Артикул: CM0022335



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому интегрину альфа V (ITGAV/CD51), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-P), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA); распознают целевой белок человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения клеточной адгезии, сигналинга через интегрины и механизмов проникновения вирусов в клетку.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин альфа V (ITGAV/CD51) кроличыи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	CD51; MSK8; VNRA; VTNR; Integrin alpha V (ITGAV/CD51)
Вид происхождения антигена	Человек
ID гена (человек)	3685
ID гена	3685
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник получения	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06756
Молекулярная масса белка	116 кДа
Доставка	Холодильный пакет