

Поликлональные Антитела Против Интегрин Бета-1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P09055

Артикул: CM0027168



введение

Кроличьи поликлональные антитела против мышиного интегрин бета-1 (CD29), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеком. Идеально подходят для исследований клеточной адгезии и сигнальных путей интегринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин бета-1, кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	CD29, Fnrb, gpIIa, Gm9863, 4633401G24Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3688
ID гена	16412
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-728 мышиного интегрин бета-1 (NP_034708.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P09055
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом