

Кроличья Моноклональная Антитело Против Интегрин Бета 3 (Itgb3/Cd61) Для Wb, Ip, Fc, Elisa — P05106

Артикул: CM0003706



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого Интегрин бета 3 (ITGB3/CD61), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), проточной цитометрии (внутриклеточной, FC) и ИФА (ELISA). Распознает ITGB3 человека, мыши и крысы; подходит для исследований адгезии тромбоцитов и сигналинга через интегрины.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин бета 3 (ITGB3/CD61) Кроличья мкА
Примечания/Алиасы	GT, GT2, CD61, GP3A, BDPLT2, GPIIIa, BDPLT16, BDPLT24, Integrin beta 3 (ITGB3/CD61)
Вид	Человек
GeneID (человек)	3690
GeneID	3690
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 689-788 человеческого Интегрин бета 3 (P05106)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, FC (внутр.), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05106
Молекулярная масса белка	87 кДа
Доставка	С хладоэлементом