

Кроличье Поликлональное Антитело Против Интегрин Бета 3 (Itgb3/Cd61) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P05106

Артикул: CM0021477



введение

Кроличье поликлональное антитело против интегрин бета 3 (ITGB3/CD61), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (ИHC-P) и ИФА (ELISA), реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований агрегации тромбоцитов и адгезии клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин бета 3 (ITGB3/CD61) кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIb; BDPLT16; BDPLT24; Integrin beta 3 (ITGB3/CD61)
Вид	Человек
GeneID (человек)	3690
GeneID	3690
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 80-430 человеческого интегрин бета 3 (ITGB3/CD61) (NP_000203.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05106
Молекулярная масса белка	87 кДа
Доставка	С ледяным пакетом