

Моноклональное Антитело Против Интегрина Бета-4 (Itgb4/Cd104) Для If-P, Ihc-P, Elisa — P16144

Артикул: CM0007436



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого интегрина бета-4 (ITGB4/CD104), валидированное для IF-P, IHC-P и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Этот рецептор ламинина играет ключевую роль в адгезии эпителиальных клеток и поддержании целостности гемидесмосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ против интегрина бета-4 (ITGB4/CD104)
Примечания/синонимы	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; интегрин β4
Вид	Человек
ID гена (человек)	3691
ID гена	3691
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16144
Молекулярная масса белка	202 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом