

Моноклональное Антитело Против Интегрин Бета-4 (Itgb4/Cd104) Для Wb, Elisa — P16144

Артикул: CM0011051



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на интегрин бета-4 человека (ITGB4/CD104). Подходит для WB и ELISA; перекрёстно реагирует с мышинным белком. Имеет критическое значение для целостности гемидесмосом и полярности кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против интегрин бета-4 (ITGB4/CD104)
Примечания/синонимы	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; интегрин бета-4 (ITGB4/CD104)
Вид	Человек
Идентификатор гена	3691
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1604-1822 человеческого ITGB4 (P16144)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P16144
Молекулярная масса белка	202 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом