

Моноклональное Антитело Против Интегрин Бета-8 Для Вб, Ифа - P26012

Артикул: CM0005331

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Интегрин бета-8 (ITGB8). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования опосредованной интегринными клеточной адгезии, сигналинга и путей активации TGF-бета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин бета-8, кроличье мкАнт
Примечания/алиас	ITGB8
Вид	Человек
GeneID (человек)	3696
GeneID	3696
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 43-320 человеческого Интегрин бета-8 (NP_002205.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26012
Молекулярная масса белка	71 кДа/86 кДа
Доставка	Сумка-холодильник