

Моноклональное Антитело Против Интегрин-β1/Cd29 Для Иф/Ик, Ифа — P05556

Артикул: CM0002122



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому интегину-β1/CD29 (P05556). Валидировано для ИФ/ИК и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии и сигналинга интегринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к интегину-β1/CD29
Примечания/алиасы	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrin-β1/CD29
Вид	Человек
ID гена (человек)	3688
ID гена	3688
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–728 человеческого интегрин-β1/CD29 (NP_002202.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05556
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Хладопакет