

Моноклональное Антитело Против Интегрина-В1/Cd29 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P05556

Артикул: CM0006621



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого интегрина бета-1 (CD29). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, FC и ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин-β1/CD29 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Интегрин-β1/CD29
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3688
GeneID	3688
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-728 человеческого Интегрин-β1/CD29 (NP_596867.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05556
Молекулярный вес белка	88 кДа
Доставка	Сумка со льдом