

Анти-Интегрин-β1/Cd29 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P05556

Артикул: CM0020043



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого Интегрин-β1/CD29 (P05556). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии и сигнальных путей интегринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин-β1/CD29 Кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Интегрин-β1/CD29
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3688
ID гена	3688
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-728 человеческого Интегрин-β1/CD29 (NP_002202.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05556
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом