

Анти-Интегрин-β1/Cd29 Кроличий Polymab® - P05556

Артикул: CM0003214



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Интегрин-β1/CD29 (P05556), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (ИHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально для исследований клеточной адгезии и вирусного проникновения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин-β1/CD29 Кроличий PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3688
ID гена	3688
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-728 человеческого Интегрин-β1/CD29 (NP_002202.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия (ИHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05556
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом