


Моноклональное Антитело Против Интегринa B5/Itgb5 Для Проточной Цитометрии - P18084

Артикул: CM0005555



введение

Кроличье моноклональное антитело против ITGB5 специфически распознает человеческий интегрин бета-5. Валидировано для проточной цитометрии (FC), нацелено на внеклеточный домен для обнаружения на поверхности клетки. Для исследовательского использования в изучении адгезии и вирусного проникновения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин $\beta 5$ /ITGB5, кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	ITGB5; интегрин бета-5; Интегрин $\beta 5$ /ITGB5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3693
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 24-490 человеческого интегринa $\beta 5$ /ITGB5 (NP_002204.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P18084
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка-холодильник