


Кроличье Моноклональное Антитело Против Интегринa B5/Itgb5 Для Вестерн1-Блоттинга И Elisa - P18084

Артикул: CM0006799



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого интегринa $\beta 5$ (ITGB5), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Рекомбинантный иммуноген (аминокислоты 24-490). Идеально для исследований клеточной адгезии и вирусного проникновения - P18084.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против интегринa $\beta 5$ /ITGB5
Примечания/Алиасы	ITGB5; интегрин бета-5; Integrin $\beta 5$ /ITGB5
Вид	Человек
GeneID	3693
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-490 человеческого интегринa $\beta 5$ /ITGB5 (NP_002204.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P18084
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом