

Моноклональное Антитело Против Интерферона Альфа 1 (Ifn-A1) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P01562

Артикул: CM0003407

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого интерферона альфа 1 (IFN- α 1), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально для изучения сигналинга интерферона и исследований иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интерферон альфа 1 (IFN- α 1) Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	IFL; IFN; IFNA@; IFNA13; leIF D; IFN-ALPHA; IFN-alphaD; Интерферон альфа 1 (IFN- α 1)
Вид	Человек
GeneID	3439 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-189 человеческого интерферона альфа 1 (IFN- α 1) (NP_076918.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01562
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом