

Кроличье Поликлональное Антитело Против Интерферона Альфа 1 (Ifn-A1) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P01562

Артикул: CM0015455

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого интерферона альфа 1 (IFN- α 1), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Рекомбинантный иммуноген, соответствующий аминокислотам 24-189, валидирован для работы с человеческими образцами. Идеально для исследований цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против интерферона альфа 1 (IFN- α 1)
Примечания/Альтернативные названия	IFL; IFN; IFNA@; IFNA13; IeIF D; IFN-ALPHA; IFN-alphaD; Интерферон альфа 1 (IFN- α 1)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3439
ID гена	3439
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-189 человеческого интерферона альфа 1 (IFN- α 1) (NP_076918.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01562
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом