


Моноклональное Антитело К Интерферону Альфа-2 (Ifn-A2) Для Wb, Ihc-P, Ифа - P01563

Артикул: CM0003115



введение

Кроличье моноклональное антитело к интерферону альфа-2 (IFN- α 2), валидированное для WB, ИHC-P, ИФА у человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген, 22 кДа, SWISS P01563.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интерферон альфа 2 (IFN- α 2) кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	IFNA; IFNA2B; IeIF A; IFN-alphaA; IFN-alpha-2; Interferon alpha 2 (IFN- α 2)
Вид	Человек
ID гена (человек)	3440
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 24-188 человеческого интерферона альфа 2 (IFN- α 2) (NP_000596.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01563
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодильный пакет