


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Ints10 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nvr2

Артикул: CM0015079



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого INTS10, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследований интеграторного комплекса и терминации транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INTS10 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	INT10; C8orf35; INTS10
Вид	Человек
GeneID (человек)	55174
GeneID	55174
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 451–710 человеческого INTS10 (NP_060612.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NVR2
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет