


Моноклональное Антитело Против Ints11 Для Вб, Ифа — Q5Ta45

Артикул: CM0006222



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому INTS11 (субъединица 11 интеграторного комплекса), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными белками. Подходит для исследований терминации транскрипции и процессинга РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к INTS11
Примечания/псевдонимы	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L; INTS11
Вид	Человек
GeneID	54973
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 331-600 человеческого INTS11 (NP_060341.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5TA45
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	С холодоэлементом