

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ints4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - Q96Hw7

Артикул: CM0031061



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого INTS4 (субъединица 4 интеграторного комплекса), для приложений WB, IP, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INTS4 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	INT4, MST093, INTS4
Вид	Человек
Идентификатор гена (GenelD)	92105
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого INTS4 (NP_291025.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96HW7
Молекулярный вес белка	108 кДа
Доставка	Сумка со льдом