


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Ints5 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q6P9B9

Артикул: CM0013227



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого INTS5 (Q6P9B9), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с субъединицей 5 интеграторного комплекса человека и мыши, ключевым регулятором терминации транскрипции РНК-полимеразой II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INTS5 Rabbit pAb
Примечания/псевдоним	INT5; KIAA1698; INTS5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	80789
Идентификатор гена	80789
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-400 человеческого INTS5 (NP_085131.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q6P9B9
Молекулярная масса белка	108 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом