


Поликлональные Антитела Против Ints6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9UI03

Артикул: CM0029454



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого INTS6 (субъединица 6 интеграторного комплекса), валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышиным INTS6. Полезны для изучения терминации транскрипции и подавления опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INTS6 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	HDB; INT6; DBI-1; DDX26; DICE1; DDX26A; Notchl2; INTS6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26512
ID гена	26512
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого INTS6 (NP_036273.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UL03
Молекулярный вес белка	100кДа
Доставка	Сумка со льдом