


Поликлональные Антитела Против Ints7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nvh2

Артикул: CM0024616



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого INTS7, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с субъединицей 7 интеграторного комплекса человека и мыши, регулятором транскрипционной терминации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INTS7 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	INT7; C1orf73; INTS7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25896
GeneID	25896
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 702-948 человеческого INTS7 (NP_001186740.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NVH2
Молекулярный вес белка	107 кДа
Доставка	Сумка со льдом