


Кроличья Поликлональная Антитело К Ints8 Для Wb, Elisa — Q75Qn2

Артикул: CM0022484



введение

Кроличья поликлональная антитело к INTS8, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагирует с пробами человека и мыши. Идеально подходит для исследований терминации транскрипции, опосредованной интеграторным комплексом, и процессинга РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INTS8 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	INT8; NEDCHS; C8orf52; INTS8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55656
ID гена	55656
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 600-800 человеческого INTS8 (NP_060334.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q75QN2
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	Холодильный пакет