

Кроличье Моноклональное Антитело Против Инволюкрина Для WB - P07476

Артикул: CM0003710

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий инволюкрин. Валидировано для WB, IHC-P и ELISA; проявляет перекрестную реакцию с крысой. Подходит для исследований дифференцировки кератиноцитов и ороговевающей оболочки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против инволюкрина
Вид	Человек
ID гена	3713
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого инволюкрина (P07476)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P07476
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом