

Анти-IP3R Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - Q14643

Артикул: CM0025529

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, специфичное к IP3R (ITPR1). Валидировано для применения в WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к человеку и мыши. Идеально подходит для исследования кальциевой сигнализации, апоптоза и функции каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IP3R кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	ACV; CLA4; IP3R; IP3R1; SCA15; SCA16; SCA29; INSP3R1; PPP1R94
Вид	Человек
GeneID (человек)	3708
GeneID	3708
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1812-1911 человеческого IP3R (NP_001365381).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14643
Молекулярный вес белка	314кДа
Доставка	Сумка со льдом