

Поликлональные Антитела Против Ip6K1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q92551

Артикул: CM0014347

введение

Кроличы поликлональные антитела, полученные с использованием рекомбинантного белка IP6K1 человека. Валидированы для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с человеком, мышью и крысой. Подходят для изучения путей сигнальной трансдукции инозитолфосфатов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IP6K1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PIUS; INPK1; IP6K1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9807
ID гена	9807
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого IP6K1 (NP_695005.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92551
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом