

Поликлональное Антитело Против Ip6K2 Для If/Icc, Elisa - Q9Uhh9

Артикул: CM0016974

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий IP6K2, подходит для IF/ICC и ELISA. Полезно для изучения метаболизма инозитолфосфатов, превращения InsP6 в InsP7 и ядерных сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	IP6K2 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	PIUS; INPK2; InsP6K2; IP6K2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51447
GeneID	51447
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого IP6K2 (NP_057375.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UHH9
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	В пакете со льдом