

Поликлональные Кроличьи Антитела К Ipa1 Для Вб, Ифа - Q7Exz2

Артикул: CM0021231

введение

Кроличьи поликлональные антитела против рисового IPA1/SPL14, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают IPA1 риса *Oryza sativa* (~42 кДа). Идеально подходят для исследований архитектуры растений и механизмов защиты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поАт к IPA1
Примечания/алиасы	WFP, IPA1, SPL14, OsSPL14
Вид	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4345998
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 209-417 IPA1 <i>Oryza sativa</i> (Q7EXZ2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q7EXZ2
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодильный пакет