

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Ipo5 Для Вб, Ифа - 000410

Артикул: CM0021592



введение

Кроличья поликлональная антитело Anti-IPO5 для методов Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает импортоп-5 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ядерного транспорта и сигналов ядерной локализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IPO5 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	IMB3; Pse1; imp5; KPNB3; RANBP5; IPO5
Вид	Человек
ID гена (человек)	3843
ID гена	3843
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-300 человеческого IPO5 (NP_002262.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000410
Молекулярная масса белка	124 кДа
Доставка	С хладагентом