

Поликлональные Антитела Против Ipo7 Для Wb, If/Icc, Elisa - 095373

Артикул: CM0021819

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого импортина-7 (IPO7/RanBP7). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований ядерного транспорта и пути импортинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IPO7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Imp7; RANBP7; IPO7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10527
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 900 до С-конца человеческого IPO7 (NP_006382.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	095373
Молекулярный вес белка	120кДа
Доставка	Сумка со льдом