

Поликлональное Антитело Anti-Ipo8 Rabbit Для Wb, If/Icc, Elisa — O15397

Артикул: CM0018450

введение

Высококачественное поликлональное антитело IPO8 Rabbit (синоним RANBP8), валидированное для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ядерного транспорта и импорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IPO8 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	VISS; RANBP8; IPO8
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10526
Идентификатор гена	10526
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 878–1037 человеческого IPO8 (NP_006381.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15397
Молекулярная масса белка	120 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом