


Анти-Ipo9 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96P70

Артикул: CM0013926



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого IPO9 (импортина-9). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на человека и мышь. Идеально подходит для изучения ядерно-цитоплазматического транспорта и гистоновых шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IPO9 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Imp9; IPO9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55705
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 827-1041 человеческого IPO9 (NP_060555.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96P70
Молекулярный вес белка	116кДа
Доставка	В ледяном пакете