

Моноклональное Антитело Против Iqgap1 Для Вб, Игг-П, Ифа — P46940

Артикул: CM0010167



введение

Кроличье моноклональное антитело к IQGAP1 для разработки анализов ИВД: валидировано для ВБ, ИГГ-П, ИФА с реактивностью к человеку/мыши. Нацелено на Ras GTPаза-активирующий белок IQGAP1 (p195, SAR1), участвующий в регуляции актиновой динамики и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к IQGAP1
Примечания/Алиасы	SAR1; p195; HUMORFA01; IQGAP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8826
GeneID	8826
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 IQGAP1 человека (NP_003861.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P46940
Молекулярная масса белка	189 кДа
Доставка	Холодовая упаковка