

Кроличья Поликлональная Антитела Против Iqgar1 Для Вестерн1 Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ип, Ифа - P46940

Артикул: CM0028903



введение

CamelBio предлагает кроличьи поликлональные антитела против IQGAP1 (P46940), валидированные для Вестерн блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА на человеке, мыши, крысе. Идеально подходят для изучения динамики актинового цитоскелета и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IQGAP1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	SAR1; p195; HUMORFA01; IQGAP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8826
GeneID	8826
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-750 человеческого IQGAP1 (NP_003861.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46940
Молекулярная масса белка	189 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом