

Моноклональное Антитело Против Iqgar2 Для Вестерн-Блоттинга — Q13576

Артикул: CM0003864



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против IQGAP2 для ВБ, ИГГ-П, ИФА. Распознает IQGAP2 человека, мыши и крысы — 181 кДа белок, похожий на ГТФазу-активирующий белок Ras, связывающий CDC42/RAC1 и кальмодулин.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IQGAP2, кроличье мкАт
Примечания/Алиасы	IQGAP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	10788
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 1301-1495 IQGAP2 человека (Q13576).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13576
Молекулярная масса белка	181 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего материала