

Поликлональное Антитело Anti-Iqgap2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q13576

Артикул: CM0016150



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок IQGAP2, валидированное для применений в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Полезно для изучения сигналинга GTPаз и взаимодействий с кальмодулином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IQGAP2 Rabbit pAb (Кроличье поликлональное антитело к IQGAP2)
Примечания / Альтернативные названия	IQGAP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10788
GeneID	10788
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1330-1440 человеческого IQGAP2 (NP_006624.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13576
Молекулярная масса белка	181 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом