


Поликлональные Антитела Против Irak1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P51617

Артикул: CM0017520



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого IRAK1, необходимые для исследования врожденного иммунного ответа по сигнальным путям TLR/IL-1R. Валидированы для применения в ВБ, ИФ/ИКК и ИФА, перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для диагностики и изучения сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАб к IRAK1
Примечания/алиасы	IRAK; pelle; IRAK1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3654
ID гена	3654
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 424–633 человеческого IRAK1 (NP_001020414.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51617
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	Холодильный пакет