


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Irak1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P51617

Артикул: CM0008173



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против IRAK1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на человеческий IRAK1 (P51617), ключевую киназу врожденного иммунитета, участвующую в сигнальных путях TLR/IL-1R. Идеально подходят для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRAK1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	IRAK; pelle; IRAK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3654
GeneID	3654
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 215-499 человеческого IRAK1 (P51617)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P51617
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент