

Кроличье Моноклональное Антитело Против Irak2 Для Wb, IHC-P, Ифа — O43187

Артикул: CM0004110

введение

Высокопроизводительное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого IRAK2, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ИФА). Обнаруживает IRAK2 человека и крысы — медиатор сигналинга через рецептор ИЛ-1. Идеально подходит для исследований в области воспаления и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мкАнт против IRAK2
Примечания/синонимы	IRAK-2; IRAK2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3656
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 50-250 человеческого IRAK2 (O43187)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O43187
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	С хладоэлементом