


Кроличья Поликлональная Антитела Против Irak3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Y616

Артикул: CM0028819



введение

Кроличьи поликлональные антитела IRAK3 детектируют IRAK3 (IRAK-M) в образцах человека, мыши, крысы. Подходят для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. IRAK3 — неактивная киназа, регулирующая сигнализацию TLR/IL-1R, что важно для исследований воспаления и астмы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против IRAK3
Примечания/Альтернативные названия	ASRT5, IRAKM, IRAK3
Вид	Человек
GeneID	11213
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 367-596 белка IRAK3 человека (NP_009130.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y616
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом