


Поликлональные Антитела Против Irak4 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nwz3

Артикул: CM0024586



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого IRAK4, ключевой киназы врожденного иммунитета. Валидированы для WB, IF/ICC и ELISA; реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований сигналинга TLR/IL-1R и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRAK4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; IRAK4
Вид	Человек
GeneID (человек)	51135
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NWZ3
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом