


Кроличье Моноклональное Антитело Против Irak4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nwz3

Артикул: CM0002419



введение

Валидированное методом нокдауна рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого IRAK4 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для изучения роли IRAK4 в формировании комплекса Myddosome, передаче сигналов TLR/IL-1R и активации NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] IRAK4 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; [Валидировано KD] IRAK4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51135
GeneID	51135
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NWZ3
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом