


## Кроличья Поликлональная Антитело Против Irak4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Nwz3

Артикул: CM0026430



### введение

Кроличья поликлональная антитело против IRAK4, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA), распознающая IRAK4 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований врожденного иммунного ответа и сигнального пути TLR/IL-1R.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | IRAK4 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания / алиасы       | IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; IRAK4                                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| ID гена                   | 51135 (Человек)                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого IRAK4 (NP_057207.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | Q9NWZ3                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 52 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | С холодоэлементом                                                                                                                   |