

Поликлональная Антитела Кролика Против Ire1 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — O75460

Артикул: CM0024684



введение

Поликлональная антитела кролика против человеческого IRE1 (ERN1). Валидирована для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Обнаруживает IRE1 у человека, мыши, крысы. Является ключевым сенсором эндоплазматического ретикулумного стресса и пути UPR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	IRE1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p
Вид	Человек
GeneID (человек)	2081
GeneID	2081
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 286-435 человеческого IRE1 (NP_001424.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O75460
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	С ледяным пакетом