

Поликлональное Антитело К Irf1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезях, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P10914

Артикул: CM0024733

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к IRF1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагирует с IRF1 человека, мыши, крысы. Идеально для изучения функции интерферон-регулирующего фактора в иммунитете и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRF1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MAR; IRF-1; IRF1
Вид	Человек
GeneID	3659
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 181-280 человеческого IRF1 (NP_002189.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10914
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом