

Кроличья Поликлональная Антитела Против Irf1 Для Wb, Elisa - P15314

Артикул: CM0028540



введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на IRF1, валидирована для вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышиному IRF1. Подходит для изучения функций регуляторного фактора интерферона 1 в иммунитете, воспалении и подавлении опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRF1 Rabbit pAb
Примечания/Алиас	Irf-1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3659
ID гена	16362
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 113-212 человеческого IRF1 (NP_032416.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15314
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Сумка-холодильник