


Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Irf2 Для Wb, Ip, Elisa - P14316

Артикул: CM0011953



Введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к IRF2, валидированное для WB, IP, ELISA. Специфично к IRF2 человека и мыши (P14316). Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции и интерферонового сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRF2 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	IRF-2; IRF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3660
GeneID	3660
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P14316
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом