


Поликлональное Антитело Anti-Irf2Bp2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q7Z5L9

Артикул: CM0020887



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий IRF2BP2 (Q7Z5L9). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с антигенами человека и мыши. Идеально подходит для исследований транскрипционной регуляции и дифференцировки В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к IRF2BP2
Примечания/синоним	CVID14; IRF2BP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	359948
GeneID	359948
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 475–545 человеческого IRF2BP2 (Q7Z5L9)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q7Z5L9
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом