

Кроличье Поликлональное Антитело Против Irf3 (Iiae7) Для Вб И Ифа - Q764M6

Артикул: CM0028542

введение

Кроличье поликлональное антитело к IRF3 (IIAE7), валидированное для выявления методами ВБ и ИФА, таргетирует IRF3 Sus scrofa с перекрестной реактивностью с человеком. Подходит для исследований врожденного иммунитета и противовирусных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRF3 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	IIAE7
Вид	Sus scrofa
GeneID (человек)	3661
GeneID	396656
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1–100 IRF3 Sus scrofa (NP_998935.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q764M6
Молекулярная масса белка	47кДа
Доставка	Айс-пак